


# T-Scope premier Post-op

## Funksjoner:

Teleskopinnstillig  
Universal størrelse  
Passer høyre og venstre  
Hurtiglås for fiksering  
Stillbar mellom 44-69 cm  
Låsklemmer av borrelåstropper  
Avlastningsputer for op-sår  
Enkel justering av ledd  
Enkel å tilpasse og justere  
Luftig och behagelig å ha på  
Extensjon: -10, 0, 10, 20, 30°  
Fleksjon: -10,0-120° med 10° intervall

## Indikasjoner.

Postoperativ stabilisering  
Posttraumatisk stabilisering  
ACL, PCL, CL operasjoner  
Tibialplata fraktur  
Menisk reparasjoner  
Patellar seneruptur  
Kondyl fraktur  
Tibia osteotomi  
Sforstuinger og kneluxering



Størrelse	Omkrets lår	Art nr.
Standard	< 77 cm	08814
X-Large	77-90cm	08815

## Polstringssett/stropper

Polstrings-sett		Art nr. 00015
Stropesett		Art nr. SPR
Avlastningspute		Art nr: 73621



Tlf 75 50 74 20

post.bodo@blatchford.no

Www.blatchford.no



blatchford  
ORTOPEDI AS