

# INNOVATOR DLX+COOL

## Indikasjoner

-Postoperativ/posttraumatisk ROM-kontroll eller immobilisering av kneet

## Egenskapet og fordeler

- Huriglås for av og påtaking samt rengjøring
- Rask og enkel justering av ROM-ledd
- Drop lock-funksjon for låsing ved 0,15,30 og 45 grader
- Nytt hyperextensjonslås ved -10 grader.
- Teleskopskinner med et trykks funksjon

## Nødvendige mål

-Lårets omkrets 15 cm over midten av patella



## Bestillingsinformasjon

Størrelse	Omkrets lår	Art nr.
Regular	< 69 cm	423100 +
X-Large	69-89 cm	423101 +

## Polstringssett/stropper

Størrelse	Polstring Cool	Stropper Cool
Regular	B-703 180001	B-701 180001
X-Large	B-703 180002	B-701 180002



blatchford  
ORTOPEDI AS

Tlf: 75 50 74 20  
Fax: 75 50 74 21  
Org.nr.: 914 120 349 MVA

Besøksadresse:  
Gidsken Jakobsens vei 32  
8008 Bodø

Postadresse:  
Postboks 1114  
8001 Bodø

Epost: [post.bodo@blatchford.no](mailto:post.bodo@blatchford.no)  
Web: [www.blatchford.no](http://www.blatchford.no)