



Hallux Control Strap

pris 345,-

CMC Wrap

pris 145,-

SIZING CHART

Size	By shoe size			
	Men's	Women's	Europe	UK
S	5 - 10	6 - 11	38 - 43	4 - 9
L	10.5 - 16	11.5+	44 - 50	9.5 - 16

Hallux Control Strap brukes for å holde stortåa i en nøytral posisjon etter en Hallux Valgus operasjon, eller den kan brukes for å forebygge videreutvikling av en hallux Valgus. Stroppen tøyler ligamentene i tilhelingsfasen, forbedrer Rom følelsen og gir motstand så pasienten får styrket Flexor Hallucis Longus ved fotavviklingen.

Hallux Control Strap (HCS) kan brukes sammen med [CMC Wrap](#) (selges separat).

Hallux Control Strap er også kompatibel med [AFTR](#), [AFTR DC](#) og [AFTR with Gel](#).



Weil Osteotomy Strap

pris 256,-

SIZING CHART

	One size fits all.
--	--------------------

The Weil Osteotomy Strap brukes etter operasjon og har til hensikt å holde tåa litt flektert (bøyd), strekke ligamenter på oversiden. Kan brukes i en walker, post-op sko eller i vanlig skotøy.

Stroppen kan også brukes for behandling av metatarsalgi og ved rupturer av plantare elementer der man så ønsker å holde tåa i en litt flektert posisjon.



Calibrated Midfoot Compression Wrap

Pris kr 145,-

SIZING CHART

	One size fits all.
---	--------------------


blatchford
 ORTOPEDI AS

CMC Wrap gir feste for the Hallux Control Strap eller Weil Osteotomy Strap uten å dekke til ankelen. kalibreringsstripene kan brukes for å kunne måle om foten har endret volum/hevelse.

CMC Wrap gir en base for [Hallux Control Strap](#) og [Weil Osteotomy Strap](#).

Tlf 75 50 74 20
 post@blatchford.no
 Gidsken Jakobsens vei 22
 8008 Bodø