

INNOVATOR X®

Tack vare våra utprovade, patenterade teknologier kan Innovator X, som har längdjusterbara skenor, hjälpa patienter att få bättre resultat. Innovator X har överlägsen komfort, rena linjer och den mest användarvänliga leden bland postoperativa ortoser.



Innovator X



Innovator X handpositioneringskit

INDIKATIONER

Kontrollerad flexion/extension av armbåge efter operation eller trauma

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Användarvänlig Innovator-led

Skenor med Slide-to-Size™ teleskopisk justering för bästa passform

Sensil®-polstring på alla band håller ortosen på plats och formbara aluminiumplattor ger bästa anpassning oberoende av anatomi

Patenterad Form Fit® 3-dimensionell polstring och Lycra-fodring ger överlägsen komfort och patientacceptans

Komfortpolstring för nacke och axel

Flektionen kan snabbt justeras till 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105 eller 120 grader. Extensionsen kan justeras till 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75 eller 90 grader.

Valfritt handpositioneringskit finns som tillbehör

NÖDVÄNDIGA MÅTT

En storlek, passar alla

Beställningsinformation

STORLEK	ART.NR.
Vänster	W-823101
Höger	W-823100

Tillbehör

BESKRIVNING	ART.NR.
Innovator X – handpositioneringskit	W-A82310
Utbytespolstring – Vänster	W-823111
Utbytespolstring – Höger	W-823110



blatchford
ORTOPEDI AS

Tlf: 75 50 74 20
Fax: 75 50 74 21
Org.nr.: 914 120 349 MVA

Besöksadresse:
Gidsken Jakobsens vei 32
8008 Bodø

Postadresse:
Postboks 1114
8001 Bodø

Epost: post.bodo@blatchford.no
Web: www.blatchford.no